

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TÂY NGUYÊN

Số: 341 /VTN-KSBTN
V/v triển khai giám sát, phòng
chống bệnh đậu mùa khi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 05 năm 2022

KHẨN

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum

Thực hiện công văn số 2668/BYT-DP ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế và công văn số 551/DP-DT ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khi. Nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khi xâm nhập vào khu vực Tây Nguyên. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đề nghị Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ, bệnh có thể và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng tại công văn số 551/DP-DT ngày 25/5/2022.

2. Triển khai lấy mẫu các trường hợp bệnh nghi ngờ, bệnh có thể theo đúng định nghĩa ca bệnh và hướng dẫn lấy mẫu kèm theo công văn này gửi về khoa VSMD của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để lưu mẫu và triển khai xét nghiệm ngay khi có thể nhằm xác định căn nguyên gây bệnh.

3. Khi phát hiện trường hợp bệnh nghi ngờ, báo cáo ngay cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế để phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tiến hành điều tra, lấy mẫu và xử lý ổ dịch theo đúng quy định.

Thông tin liên hệ: TS.BS. Phạm Ngọc Thanh, trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, điện thoại: 0961131980, email: thanhdr.tihe@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Y tế dự phòng (để b/c);
- Lưu: VT, VSMD, KSBTN.

KT. VIỆN TRƯỞNG



PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Bùi Khánh Toàn

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BẢO QUẢN VẬN CHUYỂN

Mẫu bệnh phẩm MPXV gây bệnh đậu mùa khỉ

(Phụ lục kèm công văn số...../VTN-KSBTN ngày tháng 5 năm 2022
của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên)

Vì rút đậu mùa khỉ (MPXV) là một loại vi rút DNA sợi đôi, một thành viên của chi *Orthopoxvirus* thuộc họ *Poxviridae*

1. Lấy mẫu:

Loại bệnh phẩm	Vật liệu lấy mẫu	Nhiệt độ bảo quản	Vận chuyển
Chất lấy từ vết tổn thương da, bao gồm: - Dịch tiết từ vết tổn thương. - Đám vảy tổn thương - Vảy đóng trên vết tổn thương	Tăm bông Dacron hoặc polyester với môi trường vận chuyển hoặc tăm bông khô. Mẫu lấy xong phải được đặt trong môi trường vận chuyển vi rút (VTM)	- Bảo quản mẫu ở 2-8 ° C trong vòng 1 giờ sau khi lấy mẫu. - Thời gian bảo quản: + Từ 2-8 ° C (1- 48 giờ) + Âm 20⁰C (1–60 ngày) + Âm 70⁰C (trên 60 ngày)	Vận chuyển đến PXN càng sớm càng tốt
Tăm bông ngoáy hầu họng	Tăm bông Dacron hoặc polyester với môi trường vận chuyển hoặc tăm bông khô. Mẫu lấy xong phải được đặt trong môi trường vận chuyển vi rút (VTM)		Vận chuyển đến PXN càng sớm càng tốt
Tăm bông ngoáy trực tràng và/hoặc bộ phận sinh dục	Tăm bông Dacron hoặc polyester với môi trường vận chuyển hoặc tăm bông khô. Mẫu lấy xong phải được đặt trong môi trường vận chuyển vi rút (VTM)		

2. An toàn sinh học

- Sử dụng các trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong quá trình thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm.
- Xử lý chất thải: Tất cả chất thải có thể chứa MPXV phải được khử nhiễm trước khi xử lý; hấp tiệt trùng hoặc khử trùng bằng hóa chất theo quy định xử lý chất thải lây nhiễm.

syt_kontum_vt_So Y te Kon Tum_30/05/2022_09:15:44